



## Siringa Insulina Ago Inserito 27g

Dispositivo medico

Classe II A

Codice GEF (SKU) 23803

EAN / GTIN 8032764150587

Confezione 1

Siringa da insulina a residuo zero - ago staccabile - 1 ml - 27G - 0,4x13 mm Fornite con ago staccabile o ago fisso, entrambi a residuo zero. Le siringhe da insulina con ago fisso hanno l'ago direttamente attaccato al corpo della siringa e forniscono una doppia protezione (copriago e copricilindro) per una sterilità ottimale. Atossiche e apirogene, fatte in polipropilene trasparente con scala graduata per insulina. Aghi in acciaio inossidabile AISI 304 con triplo affilamento.

### DATI REGOLATORI · DOCUMENTAZIONE GEF MEDICA

CLASSE DM

II A

CND

A020102010201

EAN / GTIN

8032764150587

CODICE GEF

23803



#### ASSISTENZA E DOCUMENTAZIONE

GEF Medica · verifica disponibilità, prezzo e documentazione di conformità su [GEFMEDICA.IT](https://www.gefmedica.it)  
info@gefmedica.it · Tel. 0573 1944697