



Siringa Insulina 30g

Dispositivo medico

Classe IIa

Codice GEF (SKU) 23805

EAN / GTIN 8032764150891

Confezione 1

Siringa da insulina a residuo zero - ago fisso - 0,5 ml - 30G - 0,3x8 mm
Fornite con ago staccabile o ago fisso, entrambi a residuo zero. Le siringhe da insulina con ago fisso hanno l'ago direttamente attaccato al corpo della siringa e forniscono una doppia protezione (copriago e copricilindro) per una sterilità ottimale. Atossiche e apirogene, fatte in polipropilene trasparente con scala graduata per insulina. Aghi in acciaio inossidabile AISI 304 con triplo affilamento.

DATI REGOLATORI · DOCUMENTAZIONE GEF MEDICA

CLASSE DM

IIa

CND

A02010601

EAN / GTIN

8032764150891

CODICE GEF

23805



ASSISTENZA E DOCUMENTAZIONE

GEF Medica · verifica disponibilità, prezzo e documentazione di conformità su [GEFMEDICA.IT](https://www.gefmedica.it)
info@gefmedica.it · Tel. 0573 1944697