



Siringa 3 Pezzi Senza Ago

Dispositivo medico

Classe IIa

15 varianti

Codice GEF (SKU) 23806

EAN / GTIN 8034055915721

Confezione 1

• SIRINGHE SENZA AGO • CONO LUER LOCK • Capacità: 1 ml
Dispositivi medicali di alta qualità in grado di garantire un ottimo livello di sicurezza. La linea INJ/LIGHT è completamente atossica e apirogena. Realizzata in polipropilene trasparente con graduazione nera e confezionata individualmente in blister. Confezione in GB, FR, IT, ES, DE, PT, GR, RO, RU, YU, SA.

VARIANTI / FORMATI DISPONIBILI

CODICE GEF / SKU	TAGLIA	EAN	CONFEZIONE
23806	1 ml LLC	8034055915721	1
23807	5 ml LLC	8032764150945	1
23808	10 ml LLC	8032764150464	1
23809	20 ml LLC	8032764150976	1
23810	30 ml LLC	8032764150983	1
23811	60 ml LLC	8032764150518	1
23812	20 ml CL centrale	8032764158002	1
23813	3 ml CL centrale	8032764156893	1
23814	5 ml CL centrale	8032764156909	1
23815	10 ml CL centrale	8032764151454	1
23816	10 ml CL eccentrico	8032764151478	1
23817	20 ml CL eccentrico	8032764151102	1
23819	60 ml CL eccentrico	8032764150525	1
23820	60 ml CONO CATETERE	8032764150532	1
23821	100 ml CONO CATETERE	8032764158675	1

CLASSE DM

Ila

CND

A020102020102

EAN / GTIN

8034055915721

CODICE GEF

23806



**ASSISTENZA E
DOCUMENTAZIONE**

GEF Medica · verifica disponibilità,
prezzo e documentazione di
conformità su **GEFMEDICA.IT**
info@gefmedica.it · Tel. 0573
1944697

Scheda commerciale GEF Medica redatta su documentazione tecnica disponibile - verifica disponibilità e documentazione su gefmedica.it. Le specifiche possono variare;
verificare IFU, etichetta e documentazione di conformità prima dell'utilizzo.

GEF Medica - GEF Company S.r.l. - Sede legale: Via Marzabotto 8/C, 51037 Montale (PT) - P.IVA 02024070472 - SDI M5UXCR1
info@gefmedica.it - Tel. 0573 1944697 - gefmedica.it