



Siringa 3 Pezzi con Ago 26g Tuberculina

Dispositivo medico

Classe IIa

Codice GEF (SKU) 23822

EAN / GTIN 8032764151485

Confezione 1

• SIRINGHE CON AGO • CONO LUER CENTRALE • Capacità: 1 ml - tuberculina • 26G - 0,45 x 12,7 mm Dispositivi medicali di alta qualità in grado di garantire un ottimo livello di sicurezza. La linea INJ/LIGHT è completamente atossica e apirogena. Realizzata in polipropilene trasparente con graduazione nera e confezionata individualmente in blister.

DATI REGOLATORI · DOCUMENTAZIONE GEF MEDICA

CLASSE DM

IIa

CND

A020102010201

EAN / GTIN

8032764151485

CODICE GEF

23822



ASSISTENZA E DOCUMENTAZIONE

GEF Medica · verifica disponibilità, prezzo e documentazione di conformità su GEFMEDICA.IT
info@gefmedica.it · Tel. 0573 1944697