



Siringa 3 Pezzi con Ago 21g

Dispositivo medico

Classe IIa

6 varianti

Codice GEF (SKU) **23824**EAN / GTIN **8032764158026**Confezione **1**

• SIRINGHE CON AGO • CONO LUER CENTRALE • Capacità: 2,5 ml (estendibile a 3 ml) • 21G - 0,8 x 38 mm Dispositivi medicali di alta qualità in grado di garantire un ottimo livello di sicurezza. La linea INJ/LIGHT è completamente atossica e apirogena. Realizzata in polipropilene trasparente con graduazione nera e confezionata individualmente in blister.

VARIANTI / FORMATI DISPONIBILI

CODICE GEF / SKU	TAGLIA	EAN	CONFEZIONE
23824	2,5ml Cono Luer centrale	8032764158026	1
23827	5ml Cono Luer centrale	8032764150990	1
23830	10ml Cono Luer centrale	8032764150457	1
23832	20ml Cono Luer centrale	8032764150624	1
23833	10 ml CL eccentrico	8032764150600	1
23834	20 ml CL eccentrico	8032764150617	1

DATI REGOLATORI · DOCUMENTAZIONE GEF MEDICA

CLASSE DM

IIa

CND

A020102010201

EAN / GTIN

8032764158026

CODICE GEF

23824

ASSISTENZA E DOCUMENTAZIONE

GEF Medica · verifica disponibilità, prezzo e documentazione di conformità su [GEFMEDICA.IT](https://www.gefmedica.it)
info@gefmedica.it · Tel. 0573 1944697