

GEF Medica

Siringa 3 Pezzi con Ago Sicurezza 22g

Dispositivo medico

Classe IIa

3 varianti

Codice GEF (SKU) 23835

EAN / GTIN 8034055936146

Confezione 1

• SIRINGHE CON AGO DI SICUREZZA • CONO LUER CENTRALE •
Capacità: 2,5 ml • 22G - 0,7 x 32 mm Dispositivi medicali di alta qualità in grado di garantire un ottimo livello di sicurezza. La linea INJ/LIGHT è completamente atossica e apirogena. Realizzata in polipropilene trasparente con graduazione nera e confezionata individualmente in blister.

VARIANTI / FORMATI DISPONIBILI

CODICE GEF / SKU	TAGLIA	EAN	CONFEZIONE
23835	2,5ml Cono Luer centrale	8034055936146	1
23836	5ml Cono Luer centrale	8034055917091	1
23838	10ml Cono Luer centrale	8057014185676	1

DATI REGOLATORI · DOCUMENTAZIONE GEF MEDICA

CLASSE DM

IIa

CND

A02010205

EAN / GTIN

8034055936146

CODICE GEF

23835



ASSISTENZA E DOCUMENTAZIONE

GEF Medica · verifica disponibilità, prezzo e documentazione di conformità su [GEFMEDICA.IT](https://gefmedica.it)
info@gefmedica.it · Tel. 0573 1944697