

Aghi Penna Insulina

Dispositivo medico

Classe II A

4 varianti

Codice GEF (SKU) 23840

EAN / GTIN 8023279238402

Confezione 1

Aghi per penne da insulina 4 mm - 32G - Universali Aghi monouso sterili da usare con le penne da insulina, per adulti e bambini affetti da diabete mellito. Grazie ad una speciale pellicola in silicone e ad una punta estremamente sottile, questi aghi garantiscono un'iniezione indolore e poco fastidiosa. Apirogeni. Rimborsabili SSN. Scatola multilingua: GB, FR, IT, DE, ES, PT, GR, PL, CZ, Arabo.

VARIANTI / FORMATI DISPONIBILI

CODICE GEF / SKU	LUNGHEZZA	EAN	CONFEZIONE
23840	4 mm	8023279238402	1
23841	5 mm	8023279238419	1
23842	6 mm	8023279238426	1
23843	8 mm	8023279238433	1

DATI REGOLATORI · DOCUMENTAZIONE GEF MEDICA

CLASSE DM

II A

CND

A0101010202

EAN / GTIN

8023279238402

CODICE GEF

23840



ASSISTENZA E DOCUMENTAZIONE

GEF Medica · verifica disponibilità, prezzo e documentazione di conformità su [GEFMEDICA.IT](https://www.gefmedica.it)
info@gefmedica.it · Tel. 0573 1944697