



Aghi Penna Insulina 5 Mm

Dispositivo medico

Classe II A

Codice GEF (SKU) 23841

EAN / GTIN 8023279238419

Confezione 1

Aghi per penne da insulina 5 mm - 31G - Universali Aghi monouso sterili da usare con le penne da insulina, per adulti e bambini affetti da diabete mellito. Grazie ad una speciale pellicola in silicone e ad una punta estremamente sottile, questi aghi garantiscono un'iniezione indolore e poco fastidiosa. Apirogeni. Rimborsabili SSN. Scatola multilingua: GB, FR, IT, DE, ES, PT, GR, PL, CZ, Arabo.

DATI REGOLATORI · DOCUMENTAZIONE GEF MEDICA

CLASSE DM
II ACND
A0101010202EAN / GTIN
8023279238419CODICE GEF
23841

ASSISTENZA E DOCUMENTAZIONE

GEF Medica · verifica disponibilità, prezzo e documentazione di conformità su [GEFMEDICA.IT](https://www.gefmedica.it)
info@gefmedica.it · Tel. 0573 1944697