



Rubinetto a Tre Vie Bd Connecta

Dispositivo medico

Classe IIa

Codice GEF (SKU) **23854**EAN / GTIN **8023279238549**Confezione **1**

BD CONNECTA™ PLUS 3 Codice BD: 394600 Rubinetto a 3 vie BD Connecta™ Plus 3 sono rubinetti a tre vie per la terapia intravenosa e il monitoraggio della pressione arteriosa, con Luer lock rotante. Monouso, sterili. - portata elevata

DATI REGOLATORI · DOCUMENTAZIONE GEF MEDICA

CLASSE DM

IIa

CND

A0703

EAN / GTIN

8023279238549

CODICE GEF

23854

ASSISTENZA E DOCUMENTAZIONE

GEF Medica · verifica disponibilità, prezzo e documentazione di conformità su [GEFMEDICA.IT](https://www.gefmedica.it)
info@gefmedica.it · Tel. 0573 1944697