



Rubinetto a Tre Vie Bd Connecta con Prolunga

Dispositivo medico

Classe IIa

2 varianti

Codice GEF (SKU) 23855

EAN / GTIN 8023279238556

Confezione 1

BD CONNECTA™ PLUS 3 Codice BD: 394995 Rubinetto a 3 vie con prolunga 10 cm BD Connecta™ Plus 3 sono rubinetti a tre vie per la terapia intravenosa e il monitoraggio della pressione arteriosa, con Luer lock rotante. Monouso, sterili. - portata elevata

VARIANTI / FORMATI DISPONIBILI

CODICE GEF / SKU	DIMENSIONE	EAN	CONFEZIONE
23855	10 cm - 394995	8023279238556	1
23856	50 cm - 394951	8023279238563	1

DATI REGOLATORI - DOCUMENTAZIONE GEF MEDICA

CLASSE DM

IIa

CND

A0703

EAN / GTIN

8023279238556

CODICE GEF

23855



ASSISTENZA E DOCUMENTAZIONE

GEF Medica - verifica disponibilità, prezzo e documentazione di conformità su [GEFMEDICA.IT](https://gefmedica.it)
info@gefmedica.it - Tel. 0573 1944697