



Siringa Bd Emerald Senza Ago

Dispositivo medico

Classe I S

3 varianti

Codice GEF (SKU) **23863**EAN / GTIN **30382903077275**Confezione **1**

SIRINGHE BD EMERALD SENZA AGO - LUER SLIP PUNTA CENTRALE • Capacità: 2 ml • Codice BD: 307727 • Ecologiche: 30% di materiale in meno rispetto alle altre siringhe • Flangia: Per un maggiore comfort e una migliore stabilità • Top stantuffo ruvido: Riduce lo slittamento in fase di somministrazione

VARIANTI / FORMATI DISPONIBILI

CODICE GEF / SKU	TAGLIA	EAN	CONFEZIONE
23863	2 ml Luer Slip centrale	30382903077275	1
23864	5 ml Luer Slip centrale	30382903077312	1
23865	10 ml Luer Slip centrale	30382903077367	1

DATI REGOLATORI · DOCUMENTAZIONE GEF MEDICA

CLASSE DM

IS

CND

A020102010202

EAN / GTIN

30382903077275

CODICE GEF

23863

ASSISTENZA E DOCUMENTAZIONE

GEF Medica · verifica disponibilità, prezzo e documentazione di conformità su [GEFMEDICA.IT](https://gefmedica.it)
info@gefmedica.it · Tel. 0573 1944697