



# Siringa Bd Emerald con Ago 21g

Dispositivo medico

Classe IIa

2 varianti

Codice GEF (SKU) **23870**EAN / GTIN **30382903077374**Confezione **1**

SIRINGHE BD EMERALD CON AGO - LUER SLIP PUNTA CENTRALE ·

Capacità: 10 ml · Misura dell'ago: 21G - 0,8 x 40 mm · Codice BD: 307739 · Ecologiche: 30% di materiale in meno rispetto alle altre siringhe · Flangia: Per un maggiore comfort e una migliore stabilità

## VARIANTI / FORMATI DISPONIBILI

CODICE GEF / SKU	TAGLIA	EAN	CONFEZIONE
23870	10 ml Luer Slip centrale	30382903077374	1
23871	5 ml Luer Slip centrale	30382903077329	1

## DATI REGOLATORI · DOCUMENTAZIONE GEF MEDICA

CLASSE DM

**IIa**

CND

**A020102010201**

EAN / GTIN

**30382903077374**

CODICE GEF

**23870**

### ASSISTENZA E DOCUMENTAZIONE

GEF Medica · verifica disponibilità, prezzo e documentazione di conformità su [GEFMEDICA.IT](https://www.gefmedica.it)  
info@gefmedica.it · Tel. 0573 1944697