



Siringa Bd Plastipak Senza Ago

Dispositivo medico

Classe IIa

8 varianti

Codice GEF (SKU) **23872**EAN / GTIN **50382903059596**Confezione **1**

SIRINGHE BD PLASTIPAK SENZA AGO - LUER LOCK · Capacità: 10 ml · Modello: Luer - lock · Codice BD: 305959

VARIANTI / FORMATI DISPONIBILI

CODICE GEF / SKU	TAGLIA	EAN	CONFEZIONE
23872	10 ml Luer Lock	50382903059596	1
23873	30 ml Luer Lock	30382903012290	1
23874	50 ml Luer Lock	30382903008651	1
23877	50 ml Cono Catetere	30382903008675	1
23878	100 ml Cono Catetere	30382903006053	1
23882	1 ml Luer Lock	30382903096283	1
23883	3 ml Luer Lock	30382903096580	1
23884	5 ml Luer Lock	30382903096498	1

DATI REGOLATORI · DOCUMENTAZIONE GEF MEDICA

CLASSE DM

IIa

CND

A020102010202

EAN / GTIN

50382903059596

CODICE GEF

23872

ASSISTENZA E DOCUMENTAZIONE

GEF Medica · verifica disponibilità, prezzo e documentazione di conformità su [GEFMEDICA.IT](https://www.gefmedica.it)
info@gefmedica.it · Tel. 0573 1944697