

Ago Cannula Periferico EV BD Insyte

Dispositivo medico

Classe II A

4 varianti

Codice GEF (SKU) 23885

EAN / GTIN 8023279238853

Confezione 1

AGHI CANNULA PERIFERICI EV BD INSYTE™ BD INSYTE™ Codice
BD: 381244 Calibro: 18G Calibro mm: 1,31x30 mm Colore: verde

VARIANTI / FORMATI DISPONIBILI

CODICE GEF / SKU	CALIBRO	EAN	CONFEZIONE
23885	18G × 30mm	8023279238853	1
23887	20G × 30mm	8023279238877	1
23888	22G × 25mm	8023279238884	1
23889	24G × 10mm	8023279238891	1

DATI REGOLATORI · DOCUMENTAZIONE GEF MEDICA

CLASSE DM

II A

CND

C0101010102

EAN / GTIN

8023279238853

CODICE GEF

23885



ASSISTENZA E DOCUMENTAZIONE

GEF Medica · verifica disponibilità,
prezzo e documentazione di
conformità su [GEFMEDICA.IT](https://www.gefmedica.it)
info@gefmedica.it · Tel. 0573
1944697