

GEF Medica

Kit Completo Glucometro Plus Mmo/l - Gb, FR

Codice GEF (SKU) 23886

Kit glucometro On Call Plus II - mmol/L Lingue scatola, manuale: GB, FR Il kit include 10 strisce, chip code, soluzione di controllo, 10 lancette sterili, penna pungidito, tappo trasparente (per test su avambraccio o palmo), borsa per il trasporto, manuale utente.

CARATTERISTICHE TECNICHE

- Kit glucometro On Call Plus II - mmol/L
- Lingue scatola, manuale: GB, FR
- Il kit include 10 strisce, chip code, soluzione di controllo, 10 lancette sterili, penna pungidito, tappo trasparente (per test su avambraccio o palmo), borsa per il trasporto, manuale utente.

DATI REGOLATORI · DOCUMENTAZIONE GEF MEDICA

CODICE GEF
23886



ASSISTENZA E DOCUMENTAZIONE

GEF Medica · verifica disponibilità,
prezzo e documentazione di
conformità su **GEFMEDICA.IT**
info@gefmedica.it · Tel. 0573
1944697