



Ago Cannula Periferico Ev Bd Insyte 20g X30mm

Dispositivo medico

Classe II A

Codice GEF (SKU) 23887

EAN / GTIN 8023279238877

Confezione 1

AGHI CANNULA PERIFERICI EV BD INSYTE™ La tecnologia BD Instaflash™ prevede un ago con foro aggiuntivo che si è dimostrato clinicamente efficace nel migliorare il successo di inserimento al primo tentativo, riducendo il numero di tentativi dolorosi che non hanno esito positivo. BD INSYTE™ Codice BD: 381234 Calibro: 20G Calibro mm: 1,09x30 mm

DATI REGOLATORI · DOCUMENTAZIONE GEF MEDICA

CLASSE DM

II A

CND

C0101010102

EAN / GTIN

8023279238877

CODICE GEF

23887



ASSISTENZA E DOCUMENTAZIONE

GEF Medica · verifica disponibilità,
prezzo e documentazione di
conformità su [GEFMEDICA.IT](https://www.gefmedica.it)
info@gefmedica.it · Tel. 0573
1944697