



Ago Cannula Periferico Ev Bd Insyte 22g X25mm

Dispositivo medico

Classe II A

Codice GEF (SKU) 23888

EAN / GTIN 8023279238884

Confezione 1

AGHI CANNULA PERIFERICI EV BD INSYTE™ La tecnologia BD Instaflash™ prevede un ago con foro aggiuntivo che si è dimostrato clinicamente efficace nel migliorare il successo di inserimento al primo tentativo, riducendo il numero di tentativi dolorosi che non hanno esito positivo. BD INSYTE™ Codice BD: 381223 Calibro: 22G Calibro mm: 0,88x25 mm

DATI REGOLATORI · DOCUMENTAZIONE GEF MEDICA

CLASSE DM

II A

CND

C0101010102

EAN / GTIN

8023279238884

CODICE GEF

23888



ASSISTENZA E DOCUMENTAZIONE

GEF Medica · verifica disponibilità,
prezzo e documentazione di
conformità su [GEFMEDICA.IT](https://www.gefmedica.it)
info@gefmedica.it · Tel. 0573
1944697