



Ago Cannula Periferico EV di Sicurezza BD Insyte Autoguard

Dispositivo medico

Classe II A

4 varianti

Codice GEF (SKU) 23900

EAN / GTIN 8023279239003

Confezione 1

AGHI CANNULA PERIFERICI EV DI SICUREZZA BD INSYTE™
AUTOGUARD™ BD INSYTE™ AUTOGUARD™ Codice BD: 381844
Calibro: 18G Calibro mm: 1,3x30 mm Colore: verde

VARIANTI / FORMATI DISPONIBILI

CODICE GEF / SKU	CALIBRO	EAN	CONFEZIONE
23900	18G × 30mm	8023279239003	1
23901	20G × 30mm	8023279239010	1
23902	22G × 25mm	8023279239027	1
23903	24G × 10mm	8023279239034	1

DATI REGOLATORI · DOCUMENTAZIONE GEF MEDICA

CLASSE DM

II A

CND

C0101010202

EAN / GTIN

8023279239003

CODICE GEF

23900



ASSISTENZA E DOCUMENTAZIONE

GEF Medica · verifica disponibilità,
prezzo e documentazione di
conformità su [GEFMEDICA.IT](https://www.gefmedica.it)
info@gefmedica.it · Tel. 0573
1944697