



Ago Cannula Periferico EV di Sicurezza BD Insyte Autoguard con Alette

Dispositivo medico

Classe II A

4 varianti

Codice GEF (SKU) 23905

EAN / GTIN 8023279239058

Confezione 1

AGHI CANNULA PERIFERICI EV DI SICUREZZA BD INSYTE™
AUTOGUARD™ BD INSYTE™ AUTOGUARD™ - CON ALETTE Codice
BD: 381944 Calibro: 18G Calibro mm: 1,3x30 mm Colore: verde

VARIANTI / FORMATI DISPONIBILI

CODICE GEF / SKU	CALIBRO	EAN	CONFEZIONE
23905	18G × 30mm	8023279239058	1
23906	20G × 30mm	8023279239065	1
23907	22G × 25mm	8023279239072	1
23908	24G × 19mm	8023279239089	1

DATI REGOLATORI · DOCUMENTAZIONE GEF MEDICA

CLASSE DM

II A

CND

C0101010202

EAN / GTIN

8023279239058

CODICE GEF

23905



ASSISTENZA E DOCUMENTAZIONE

GEF Medica · verifica disponibilità,
prezzo e documentazione di
conformità su [GEFMEDICA.IT](https://gefmedica.it)
info@gefmedica.it · Tel. 0573
1944697