

GEF Medica

# Lancette Pungidito 30g per 23919 - Sterili

Dispositivo medico

Uso professionale

Codice GEF (SKU) **23918**EAN / GTIN **8023279239188**Confezione **conf. 100 pz.**

LANCETTE 30G - sterili - conf. da 100 pz. Aghi fini utilizzabili con il codice 23919 e con la maggior parte delle penne presenti sul mercato per un prelievo di sangue per il controllo della glicemia. Rimborsabili dal Servizio Sanitario Nazionale. Scatola multilingue: GB, FR, IT, DE, ES, PT, GR, PL, CZ, Arabo.

## DATI REGOLATORI · DOCUMENTAZIONE GEF MEDICA

CLASSE DM

**II A**

CND

**V010402**

EAN / GTIN

**8023279239188**

CODICE GEF

**23918**

### ASSISTENZA E DOCUMENTAZIONE

GEF Medica · verifica disponibilità, prezzo e documentazione di conformità su [GEFMEDICA.IT](https://www.gefmedica.it)  
info@gefmedica.it · Tel. 0573 1944697