



# PENNA PUNGIDITO AUTOMATICA

Dispositivo medico

Classe I

Codice GEF (SKU) **23919**EAN / GTIN **8023279239195**Confezione **1**

PENNA PUNGIDITO Penna pungidito riutilizzabile in plastica. La punta regolabile permette la regolazione precisa della penetrazione delle lancette, con 10 profondità selezionabili. Estrattore per lo smaltimento della lancetta in sicurezza. Istruzioni: GB, FR, IT, ES.

## DATI REGOLATORI · DOCUMENTAZIONE GEF MEDICA

CLASSE DM

**I**

CND

**V9099**

EAN / GTIN

**8023279239195**

CODICE GEF

**23919**

### ASSISTENZA E DOCUMENTAZIONE

GEF Medica · verifica disponibilità,  
prezzo e documentazione di  
conformità su [GEFMEDICA.IT](https://www.gefmedica.it)  
info@gefmedica.it · Tel. 0573  
1944697