



Sistema di Monitoraggio Pt/inr Mission®

Codice GEF (SKU) 23926

SISTEMA DI MONITORAGGIO DELLA PROTROMBINA MISSION® PT/INR Test di coagulazione per uso professionale e domestico Affidabile - risultati rapidi per monitorare Tempo di Protrombina (PT) in secondi e Rapporto Internazionale Normalizzato (INR) - ampio intervallo INR di 0,7-7,0 - strisce confezionate singolarmente con 24 mesi di vita a scaffale - stampante opzionale per stampare rapidamente i risultati - accuratezza clinica: conforme a ISO 17593 Operazioni semplici - risultati in circa 2 minuti - necessaria una sola goccia di sangue capillare o 15 µL di sangue intero venoso - inserire la striscia, posizionare il campione e leggere i risultati Facile utilizzo - dispositivo portatile facile da utilizzare e ideale sia per gli studi medici che a domicilio - ID dei pazienti e password di protezione dei risultati - funziona con 4 batterie AA o adattatore standard AC

CARATTERISTICHE TECNICHE

- SISTEMA DI MONITORAGGIO DELLA PROTROMBINA MISSION® PT/INR
- Test di coagulazione per uso professionale e domestico
- Affidabile
- risultati rapidi per monitorare Tempo di Protrombina (PT) in secondi e Rapporto Internazionale Normalizzato (INR)
- ampio intervallo INR di 0,7-7,0
- strisce confezionate singolarmente con 24 mesi di vita a scaffale
- stampante opzionale per stampare rapidamente i risultati
- accuratezza clinica: conforme a ISO 17593
- Operazioni semplici
- risultati in circa 2 minuti
- necessaria una sola goccia di sangue capillare o 15 µL di sangue intero venoso
- inserire la striscia, posizionare il campione e leggere i risultati
- Facile utilizzo
- dispositivo portatile facile da utilizzare e ideale sia per gli studi medici che a domicilio
- ID dei pazienti e password di protezione dei risultati
- funziona con 4 batterie AA o adattatore standard AC

CODICE GEF

23926



**ASSISTENZA E
DOCUMENTAZIONE**

GEF Medica · verifica disponibilità,
prezzo e documentazione di
conformità su **GEFMEDICA.IT**
info@gefmedica.it · Tel. 0573
1944697

Scheda commerciale GEF Medica redatta su documentazione tecnica disponibile - verifica disponibilità e documentazione su gefmedica.it. Le specifiche possono variare; verificare IFU, etichetta e documentazione di conformità prima dell'utilizzo.

GEF Medica - GEF Company S.r.l. - Sede legale: Via Marzabotto 8/C, 51037 Montale (PT) - P.IVA 02024070472 - SDI M5UXCR1
info@gefmedica.it - Tel. 0573 1944697 - gefmedica.it