



STAMPANTE MISSION per codice 23926 e 23932

Codice GEF (SKU) 23929

EAN / GTIN 8023279239294

Confezione 1

Stampante termica MISSION® Fornita con rotolo di carta, adattatore e manuale. Per cod. 23926 è necessario cavo 23930

DATI REGOLATORI · DOCUMENTAZIONE GEF MEDICA

EAN / GTIN

8023279239294

CODICE GEF

23929



ASSISTENZA E DOCUMENTAZIONE

GEF Medica · verifica disponibilità,
prezzo e documentazione di
conformità su [GEFMEDICA.IT](https://www.gefmedica.it)
info@gefmedica.it · Tel. 0573
1944697