



CAVO COLLEGAMENTO 23926 A STAMPANTE

Codice GEF (SKU) 23930

EAN / GTIN 8023279239300

Confezione 1

Cavo stampante per PT/INR.

DATI REGOLATORI · DOCUMENTAZIONE GEF MEDICA

EAN / GTIN

8023279239300

CODICE GEF

23930



ASSISTENZA E DOCUMENTAZIONE

GEF Medica · verifica disponibilità,
prezzo e documentazione di
conformità su [GEFMEDICA.IT](https://www.gefmedica.it)
info@gefmedica.it · Tel. 0573
1944697