



Analizzatore Colesterolo Mission

Codice GEF (SKU) 23932

EAN / GTIN 0682607610907

Fornisce risultati affidabili e di elevata qualità per un test dei lipidi completo in = 2 minuti. Dispositivo 3 in 1 per un'analisi completa dei lipidi: colesterolo totale (CHOL), lipoproteine ad alta

CARATTERISTICHE TECNICHE

- Fornisce risultati affidabili e di elevata qualità per un test dei lipidi completo in = 2 minuti. Dispositivo 3 in 1 per un'analisi completa dei lipidi: colesterolo totale (CHOL), lipoproteine ad alta densità (HDL) e trigliceridi (TrIG) Include inoltre dei test calcolati: lipoproteine a bassa densità (LDL), rapporto CHOL/HDL e valutazioni rischi cardiaci Affidabile - può testare il sangue intero, il siero o il plasma - ampio campo di ematocrito 0-50% - piccola stampante disponibile per stampare immediatamente i risultati Facile da utilizzare - ampio schermo LCD per lettura facile - dispositivi colorati codificati con nome inciso per facilitarne l'identificazione Fornito con 2 dispositivi di controllo, 4 batterie, borsa per il trasporto e manuale (IT, GB). Scatola multilingue: GB, FR, IT, ES, DE, PT, PL, SE, FI, GR, NL, RO, BG, RU, SA. Manuale in FR, ES, DE, PT disponibile sul sito www.com.

DATI REGOLATORI · DOCUMENTAZIONE GEF MEDICA

EAN / GTIN

0682607610907

CODICE GEF

23932



ASSISTENZA E DOCUMENTAZIONE

GEF Medica · verifica disponibilità, prezzo e documentazione di conformità su GEFMEDICA.IT
info@gefmedica.it · Tel. 0573 1944697