

GEF Medica

# Soluzione di Controllo Colesterolo per 23147/8/9, 23965/66/67, 24150/51/52

Codice GEF (SKU) **23979**

Soluzione di controllo per dispositivi MULTICAREIN.

## CARATTERISTICHE TECNICHE

- Soluzione di controllo per dispositivi MULTICAREIN.

## DATI REGOLATORI · DOCUMENTAZIONE GEF MEDICA

CODICE GEF  
**23979**



### ASSISTENZA E DOCUMENTAZIONE

GEF Medica · verifica disponibilità,  
prezzo e documentazione di  
conformità su **GEFMEDICA.IT**  
info@gefmedica.it · Tel. 0573  
1944697