

GEF Medica

Soluzione di Controllo Trigliceridi per 23147/8/9, 23965/66/67, 24150/51/52

Codice GEF (SKU) 23980

Soluzione di controllo per dispositivi MULTICAREIN.

CARATTERISTICHE TECNICHE

- Soluzione di controllo per dispositivi MULTICAREIN.

DATI REGOLATORI · DOCUMENTAZIONE GEF MEDICA

CODICE GEF
23980



ASSISTENZA E DOCUMENTAZIONE

GEF Medica · verifica disponibilità,
prezzo e documentazione di
conformità su **GEFMEDICA.IT**
info@gefmedica.it · Tel. 0573
1944697