



Lactate Scout 4

Codice GEF (SKU) 23992

Dispositivo ergonomico per una misurazione del lattato rapida, precisa e affidabile. Facile da usare: - sono necessari solo 0,2 µl di sangue capillare - sensori precalibrati - dispositivo calibrato mediante semplice codifica - misurazione del lattato, data / ora, modalità, temperatura, frequenza cardiaca e ID memoria su un singolo display Veloce e preciso: - metodo di rilevazione amperometrica enzimatica - risultati entro 10 secondi - campo di misura: 0,5 - 25 mmol / L ($\pm 3\%$)

Valutazione della prestazione: - misurazioni singole e step-test (riposo / esercizio / ricreazione) - funzioni di cronometro e timer conto alla rovescia - connessione ai cardiofrequenzimetri per invio del valore del lattato Tecnologia Bluetooth integrata e software per PC: Una chiavetta USB consente un facile trasferimento al PC e un software in 4 lingue (GB, DE, IT, ES) consente una facile gestione dei dati. Fornito con borsa in nylon, flacone spray vuoto, modulo Bluetooth, chiavetta USB con software e manuale, (GB, FR, IT, DE, ES, NO, SE, CZ, GR, NL, PL, TR). Memorizza oltre 500 risultati 1000 test utilizzando solo 2 batterie CR2450 Display E-paper per una visualizzazione più semplice in movimento Dimensioni tascabili: 91 x 46 x 21 mm Peso: 60 g Scatola multilingua: GR, FR, IT, ES, DE Connettività Bluetooth integrata a bassa energia

CARATTERISTICHE TECNICHE

- Dispositivo ergonomico per una misurazione del lattato rapida, precisa e affidabile.
- Facile da usare:
 - sono necessari solo 0,2 µl di sangue capillare
 - sensori precalibrati
 - dispositivo calibrato mediante semplice codifica
- misurazione del lattato, data / ora, modalità, temperatura, frequenza cardiaca e ID memoria su un singolo display
- Veloce e preciso:
 - metodo di rilevazione amperometrica enzimatica
 - risultati entro 10 secondi
 - campo di misura: 0,5 - 25 mmol / L ($\pm$ 3%)
- Valutazione della prestazione:
 - misurazioni singole e step-test (riposo / esercizio / ricreazione)
 - funzioni di cronometro e timer conto alla rovescia
 - connessione ai cardiofrequenzimetri per invio del valore del lattato
- Tecnologia Bluetooth integrata e software per PC:
 - Una chiavetta USB consente un facile trasferimento al PC e un software in 4 lingue (GB, DE, IT, ES) consente una facile gestione dei dati.
 - Fornito con borsa in nylon, flacone spray vuoto, modulo Bluetooth, chiavetta USB con software e manuale, (GB, FR, IT, DE, ES, NO, SE, CZ, GR, NL, PL, TR).
- Memorizza oltre 500 risultati
- 1000 test utilizzando solo 2 batterie CR2450
- Display E-paper per una visualizzazione più semplice in movimento
- Dimensioni tascabili: 91 x 46 x 21 mm
- Peso: 60 g
- Scatola multilingua: GR, FR, IT, ES, DE
- Connettività Bluetooth integrata a bassa energia

DATI REGOLATORI · DOCUMENTAZIONE GEF MEDICA

CODICE GEF
23992



ASSISTENZA E DOCUMENTAZIONE

GEF Medica · verifica disponibilità,
prezzo e documentazione di
conformità su **GEFMEDICA.IT**
info@gefmedica.it · Tel. 0573
1944697

Scheda commerciale GEF Medica redatta su documentazione tecnica disponibile - verifica disponibilità e documentazione su gefmedica.it. Le specifiche possono variare; verificare IFU, etichetta e documentazione di conformità prima dell'utilizzo.

GEF Medica - GEF Company S.r.l. - Sede legale: Via Marzabotto 8/C, 51037 Montale (PT) - P.IVA 02024070472 - SDI M5UXCR1
info@gefmedica.it - Tel. 0573 1944697 - gefmedica.it