



HEMO CONTROL

Dispositivo medico

Classe A

Codice GEF (SKU) 23994

EAN / GTIN 8023279239942

Confezione 1

Rilevazione rapida, semplice e precisa dell'emoglobina e dell'ematocrito nel sangue intero: - due test in uno - risultati rapidi in soli 25-60 secondi - campione di sangue limitato 8 µl - display touch screen - nessuna calibrazione richiesta, self test automatico - memoria: 4.000 letture con data e ora - misurazione dei valori di hb bassi, normali e alti - batteria ricaricabile integrata (100 ore) Compatto, solo 160 x 160 x 68 mm Peso: 700 g Ampio schermo touchscreen illuminato per un utilizzo maneggevole del dispositivo. Fornito con trasformatore (per ricaricare la batteria), cuvette di controllo e kit per pulizia, manuale in inglese, manuale su CD (GB, FR, IT, DE, ES, PT, PL, RU). Made in Germany.

CARATTERISTICHE TECNICHE

- Metodo di misurazione: fotometrico, azidemetaemoglobina Campo di misurazione: 0-25,6 d/dL; 0-15,9 mmol/L Volume del campione: 8 µl Natura del campione: sangue capillare, venoso o arterioso Precisione: <2% Linearità: 0-20 g/dl ±0,3 g/dl >20 g/dl ±0,7 g/dl Calibrato secondo gli standard NCCLS Alimentazione: 110-250 V - 50/60 Hz; batterie integrate (circa 100 ore di uso)
- Facile utilizzo in 3 tappe: 1 - Raccogliere 8 µl di sangue 2 - Inserire la microcuvette nel dispositivo 3 - Risultati leggibili sullo schermo dopo 25-60 sec

DATI REGOLATORI · DOCUMENTAZIONE GEF MEDICA

CLASSE DM

A

CND

W02029099

EAN / GTIN

8023279239942

CODICE GEF

23994



ASSISTENZA E DOCUMENTAZIONE

GEF Medica · verifica disponibilità, prezzo e documentazione di conformità su GEFMEDICA.IT
info@gefmedica.it · Tel. 0573 1944697