



## Microcuvettes per Hemo Control

Codice GEF (SKU) **23995**

EAN / GTIN **8023279239959**

Microcuvette per Hemo Control cod. 23994.

### CARATTERISTICHE TECNICHE

- Microcuvette per Hemo Control cod. 23994.

### DATI REGOLATORI · DOCUMENTAZIONE GEF MEDICA

EAN / GTIN

**8023279239959**

CODICE GEF

**23995**



#### ASSISTENZA E DOCUMENTAZIONE

GEF Medica · verifica disponibilità, prezzo e documentazione di conformità su [GEFMEDICA.IT](https://www.gefmedica.it)  
info@gefmedica.it · Tel. 0573 1944697