



Pipette 15 Ml per 23984

Codice GEF (SKU) 23997

PIPETTE 15 ul per strisce profilo lipidico (cod.23984). Accessorio per Monitor LUX (cod.23983).

CARATTERISTICHE TECNICHE

- PIPETTE 15 ul per strisce profilo lipidico (cod.23984).
- Accessorio per Monitor LUX (cod.23983).

DATI REGOLATORI · DOCUMENTAZIONE GEF MEDICA

CODICE GEF
23997



ASSISTENZA E DOCUMENTAZIONE

GEF Medica · verifica disponibilità,
prezzo e documentazione di
conformità su **GEFMEDICA.IT**
info@gefmedica.it · Tel. 0573
1944697