



Pipette 7 Ml per 23985

Codice GEF (SKU) 23998

PIPETTE 7 ul per strisce diagnostica emoglobina (cod.23985).
Accessorio per Monitor LUX (cod.23983).

CARATTERISTICHE TECNICHE

- PIPETTE 7 ul per strisce diagnostica emoglobina (cod.23985).
- Accessorio per Monitor LUX (cod.23983).

DATI REGOLATORI · DOCUMENTAZIONE GEF MEDICA

CODICE GEF
23998



ASSISTENZA E DOCUMENTAZIONE

GEF Medica · verifica disponibilità,
prezzo e documentazione di
conformità su **GEFMEDICA.IT**
info@gefmedica.it · Tel. 0573
1944697