




Software Lettura Dati Lux per Codice 23983

Codice GEF (SKU) 23999

Software opzionale per Lettore LUX (cod. 23983) Dotazione: CD + cavo USB per la lettura dei dati

CARATTERISTICHE TECNICHE

- Software opzionale per Lettore LUX (cod. 23983)
- Dotazione:
- CD + cavo USB per la lettura dei dati

DATI REGOLATORI · DOCUMENTAZIONE GEF MEDICA

CODICE GEF
23999



ASSISTENZA E DOCUMENTAZIONE

GEF Medica · verifica disponibilità, prezzo e documentazione di conformità su **GEFMEDICA.IT**
info@gefmedica.it · Tel. 0573 1944697