



## CENTRIFUGA DIGITALE ZIP-IQ 6 provette

Codice GEF (SKU) **24014**

EAN / GTIN **8023279240146**

Confezione **1**

CENTRIFUGA ZIP-IQ TT Centrifuga a 6 posti per centrifugare sangue, urina e altri fluidi in provette o microprovette da 0,5 a 15ml. Unità molto piccola e robusta. La velocità e il tempo possono essere regolati con controlli digitali. Il display visualizza la velocità e il tempo residuo. Il motore senza spazzole, che non richiede manutenzione, gira a 5.000 rpm (2.500 g), producendo siero in soli 5 min. L'urina è centrifugata a 2.000 rpm (400 g) in 5 min. Il freno automatico arresta il rotore in 10 sec. Apertura automatica del coperchio alla fine del ciclo. VELOCITÀ E TEMPI CONSIGLIATI PER I VARI FLUIDI: • Fluido: Sangue • Provetta: Grande (6-15 ml) • Inserti: nessuno o nero • Velocità: 5.000 rpm • Tempo: 5 minuti • Fluido: Sangue • Provetta: Piccola (3-5 ml) • Inserti: bianco • Velocità: 5.000 rpm • Tempo: 6 minuti • Fluido: Sangue • Provetta: Microprovetta (0.5-2.0 ml) • Inserti: verde • Velocità: 5.000 rpm • Tempo: 7 minuti • Fluido: Urina • Provetta: Provette urina 10-15 ml • Inserti: nessuno • Velocità: 2.000 rpm • Tempo: 5 minuti • Fluido: Feci • Provetta: Provette feci 10-15 ml • Inserti: nessuno • Velocità: 1.700 rpm • Tempo: 6 minuti

### CARATTERISTICHE TECNICHE

- Intervallo velocità: 300-5,000 rpm (incrementi di 100)
- RCF max: 2.500 g
- Volume max: 6 provette da 15ml
- Tensione ingresso: 100-240 V CA; 50-60 Hz
- Tensione uscita: 24 V CC, 4 Amp
- dBA: 53 ± 3 dBA a 18-24"
- Timer: 15 sec - 99 min
- Dimensioni: 212x270xh 158 mm
- Peso: 4,5 kg

EAN / GTIN

**8023279240146**

CODICE GEF

**24014**



**ASSISTENZA E  
DOCUMENTAZIONE**

GEF Medica · verifica disponibilità,  
prezzo e documentazione di  
conformità su **GEFMEDICA.IT**  
info@gefmedica.it · Tel. 0573  
1944697

Scheda commerciale GEF Medica redatta su documentazione tecnica disponibile - verifica disponibilità e documentazione su [gefmedica.it](http://gefmedica.it). Le specifiche possono variare; verificare IFU, etichetta e documentazione di conformità prima dell'utilizzo.

**GEF Medica** - GEF Company S.r.l. - Sede legale: Via Marzabotto 8/C, 51037 Montale (PT) - P.IVA 02024070472 - SDI M5UXCR1  
[info@gefmedica.it](mailto:info@gefmedica.it) - Tel. **0573 1944697** - [gefmedica.it](http://gefmedica.it)