



Apparecchio Misura Emoglobina Mission

Codice GEF (SKU) **24022**

EAN / GTIN **0682607610327**

SISTEMA DI ANALISI DELL'EMOGLOBINA MISSION® HB USO PROFESSIONALE. Rileva con precisione professionale i livelli di Hb e Hct Veloce - risultati emoglobina (Hb) e ematocrito (Hct) in

CARATTERISTICHE TECNICHE

- SISTEMA DI ANALISI DELL'EMOGLOBINA MISSION® HB USO PROFESSIONALE. Rileva con precisione professionale i livelli di Hb e Hct Veloce - risultati emoglobina (Hb) e ematocrito (Hct) in

DATI REGOLATORI · DOCUMENTAZIONE GEF MEDICA

EAN / GTIN

0682607610327

CODICE GEF

24022



ASSISTENZA E DOCUMENTAZIONE

GEF Medica · verifica disponibilità, prezzo e documentazione di conformità su [GEFMEDICA.IT](https://www.gefmedica.it)
info@gefmedica.it · Tel. 0573 1944697