



PORTA PROVETTA 15 ml per 24031 ricambio

Codice GEF (SKU) 24033

EAN / GTIN 8023279240337

Confezione 1

Porta provetta da 15 ml di ricambio per cod. 24031

DATI REGOLATORI · DOCUMENTAZIONE GEF MEDICA

EAN / GTIN

8023279240337

CODICE GEF

24033



ASSISTENZA E DOCUMENTAZIONE

GEF Medica · verifica disponibilità, prezzo e documentazione di conformità su [GEFMEDICA.IT](https://www.gefmedica.it)
info@gefmedica.it · Tel. 0573 1944697