



CENTRIFUGA XC-2000

Codice GEF (SKU) **24035**

EAN / GTIN **8023279240351**

Confezione **1**

CENTRIFUGA XC-2000 Centrifuga molto silenziosa a 6 posti, dotata di pannello per la programmazione "one touch" e di controllo elettronico della velocità da 1.000 a 4.000 rpm (incrementi 500 rpm). Corredata di porta-provette metallico per 6 provette da 10 ml e porta-provette per 6 provette da 15 ml. Richiamo memoria delle ultime impostazioni di funzionamento. Programmazione tempo da 1 a 60 min. Robusta struttura in ABS. Disattivazione automatica del motore con il coperchio sollevato. Manuale utente: GB, IT.

CARATTERISTICHE TECNICHE

- Alimentazione: 220 V - 50 Hz
- Potenza: 80 W
- Velocità: 1.000-4.000 rpm circa (in incrementi di 500 rpm)
- Timer: 1-60 min
- Dimensioni: 320x290xh 320 mm
- Peso: 6 kg
- Capacità: 6 provette da 10 o 15 ml
- RCF max: 1.790 g

DATI REGOLATORI · DOCUMENTAZIONE GEF MEDICA

EAN / GTIN

8023279240351

CODICE GEF

24035



ASSISTENZA E DOCUMENTAZIONE

GEF Medica · verifica disponibilità, prezzo e documentazione di conformità su **GEFMEDICA.IT**
info@gefmedica.it · Tel. 0573 1944697