



Porta Provetta Alto Profilo 15 Ml per 24035 - Ricambio

Usò professionale

Codice GEF (SKU) 24036

EAN / GTIN 8023279240368

Confezione 1 pz.

PORTA-PROVETTE ALTO PROFILO 15 ml per 24035 - ricambio

DATI REGOLATORI · DOCUMENTAZIONE GEF MEDICA

EAN / GTIN

8023279240368

CODICE GEF

24036



ASSISTENZA E DOCUMENTAZIONE

GEF Medica · verifica disponibilità,
prezzo e documentazione di
conformità su [GEFMEDICA.IT](https://www.gefmedica.it)
info@gefmedica.it · Tel. 0573
1944697