



# URILYZER 100 PRO ANALIZZATORE URINA con stampante

Dispositivo medico

Classe A

Codice GEF (SKU) 24049

EAN / GTIN 8023279240498

Confezione 1

LETTORE URINE URILYZER® 100 PRO - semiautomatico e con stampante integrata Urylizer® 100 PRO è un lettore di strisce per urine semiautomatico e compatto, che presenta numerose caratteristiche innovative. L'interfaccia intuitiva migliora l'inserimento dati e permette di indicare manualmente il colore e la torbidità da un elenco predefinito o con un commento aggiuntivo. Il sistema fornisce inoltre un alto livello di personalizzazione con test flessibili e varie opzioni di reportistica. Il database intelligente comprende diverse opzioni di filtraggio. Da utilizzare con le strisce urine 24056, 24057, 24058, 24062, 24063, 24064. Manuale: GB, FR, IT, ES. Altre lingue disponibili su [www.analyticon-diagnostics.com](http://www.analyticon-diagnostics.com) GB, FR, IT, ES, DE, SE, DK, NL, CZ, PL, BG, RO, RU, LT, NO. Software interno: GB, FR, IT, ES, DE, GR, NO, SE, FI, DK, HU, CZ, PL, RO, RU. Made in Hungary.

## CARATTERISTICHE TECNICHE

- Misurazioni: 50 misurazioni orarie in modalità di risparmio, 120 misurazioni orarie in modalità rapida
- Memoria: 3?000 risultati di test su paziente e 1?000 risultati controllo qualità
- Display: schermo touchscreen LCD 3,5" QVGA (risoluzione 240x320)
- Stampante: termica a bassa rumorosità con rotolo per circa 280 misurazioni
- Stampa: numero della misurazione in corso, data ed ora, matricola dell'apparecchio, ID del paziente, asterisco indicante risultati fuori range parametri stampabili in unità SI, unità convenzionali o arbitrarie
- Sensibilità: 5 livelli regolabili a seconda delle esigenze individuali
- Tipo: lunghezza d'onda di riflettanza fotometro: 505, 530, 620, 660 nm
- Interfaccia: porta seriale RS232, USB A, USB B, PS2 (tastiera esterna, lettore codice a barre), porta Ethernet, protocollo HL7 LIS2 (ASTM+), HL7, POCT1 A2
- Dimensioni - peso: 208x290x80 mm (LxPxH) - 1,2 kg
- Alimentazione: 100-240 V - 50-60 Hz

CLASSE DM

**A**

CND

**W020101020102**

EAN / GTIN

**8023279240498**

CODICE GEF

**24049**



**ASSISTENZA E  
DOCUMENTAZIONE**

GEF Medica · verifica disponibilità,  
prezzo e documentazione di  
conformità su **GEFMEDICA.IT**  
info@gefmedica.it · Tel. 0573  
1944697

Scheda commerciale GEF Medica redatta su documentazione tecnica disponibile - verifica disponibilità e documentazione su [gefmedica.it](http://gefmedica.it). Le specifiche possono variare; verificare IFU, etichetta e documentazione di conformità prima dell'utilizzo.

**GEF Medica** - GEF Company S.r.l. - Sede legale: Via Marzabotto 8/C, 51037 Montale (PT) - P.IVA 02024070472 - SDI M5UXCR1  
[info@gefmedica.it](mailto:info@gefmedica.it) - Tel. 0573 1944697 - [gefmedica.it](http://gefmedica.it)