



ANALIZZATORE URINA URILYZER 500 PRO con stampante

Dispositivo medico

Classe A

Codice GEF (SKU) 24050

EAN / GTIN 4260033719133

Confezione 1

LETTORE URINE URILYZER® 500 PRO con stampante Lettore di strisce per urine semiautomatico e compatto con funzione di caricamento continuo. Grazie all'elevata portata, pari a 500 test all'ora, e alle funzioni avanzate di gestione degli utenti e dei dati, è il sistema ideale per i laboratori e gli ospedali di dimensioni medio-grandi. Presenta anche funzioni avanzate di gestione del CQ e di connessione per rispondere alle esigenze crescenti di gestione della conformità e di acquisizione di dati. Software disponibile in GB, FR, IT, ES, DE, PL, HU, RO, SE, RU. - lettore di codici a barre esterno - stampante termica integrata con stampa o trasmissione automatica dei risultati - fino a 500 test all'ora grazie alla possibilità di leggere strisce per urine in continuo - protocolli applicati: LIS2 (ASTM+) e HL7 - personalizzazione del protocollo di CQ in base ai requisiti di legge e agli standard di laboratorio Il sistema offre un livello elevato di qualità, efficienza e personalizzazione con opzioni flessibili per i test e la reportistica. Made in Hungary.

CARATTERISTICHE TECNICHE

- Metodo di misurazione: riflettometria con 4 lunghezze d'onda discrete 505, 530, 620, 660 nm
- Parametri: Bilirubina, Urobilinogeno, Chetoni, Acido ascorbico, Glucosio, Proteine (Albumina), Sangue (Emoglobina), pH, Nitriti, Leucociti, Gravità specifica
- Misurazioni: fino a 500 test all'ora
- Memoria dati: database pazienti: 5.000 test / database CQ: 5.000 test
- Schermo: touchscreen LCD VGA capacitivo 5,7"
- Interfacce: seriale RS232, USB Tipo A, USB Tipo B, PS2 (tastiera esterna, lettore codici a barre), Ethernet
- Alimentazione: 12V CC/5A
- Dimensioni - peso: 300x300xh 180 mm - 6,5 kg

CLASSE DM

A

CND

W020101020102

EAN / GTIN

4260033719133

CODICE GEF

24050



**ASSISTENZA E
DOCUMENTAZIONE**

GEF Medica · verifica disponibilità,
prezzo e documentazione di
conformità su **GEFMEDICA.IT**
info@gefmedica.it · Tel. 0573
1944697

Scheda commerciale GEF Medica redatta su documentazione tecnica disponibile - verifica disponibilità e documentazione su gefmedica.it. Le specifiche possono variare; verificare IFU, etichetta e documentazione di conformità prima dell'utilizzo.

GEF Medica - GEF Company S.r.l. - Sede legale: Via Marzabotto 8/C, 51037 Montale (PT) - P.IVA 02024070472 - SDI M5UXCR1
info@gefmedica.it - Tel. 0573 1944697 - gefmedica.it