



Soluzione di Controllo Combi Screen PN-15ml per 24050-1

Codice GEF (SKU) 24055

EAN / GTIN 4260033718198

SOLUZIONE DI CONTROLLO - 15 ml - conf. da 2 pz. Stabilità delle fiale aperte (a 2-8°C) pari a 75 giorni o a 20 determinazioni (la prima delle due condizioni che si verifica).

CARATTERISTICHE TECNICHE

- SOLUZIONE DI CONTROLLO - 15 ml - conf. da 2 pz. Stabilità delle fiale aperte (a 2-8°C) pari a 75 giorni o a 20 determinazioni (la prima delle due condizioni che si verifica).

DATI REGOLATORI · DOCUMENTAZIONE GEF MEDICA

EAN / GTIN

4260033718198

CODICE GEF

24055



ASSISTENZA E DOCUMENTAZIONE

GEF Medica · verifica disponibilità,
prezzo e documentazione di
conformità su **GEFMEDICA.IT**
info@gefmedica.it · Tel. 0573
1944697