



Combi Screen Malb/crea per Microalbuminuria

Codice GEF (SKU) **24056**

EAN / GTIN **4260033718006**

Combiscreen® mALB/CREA - tubo da 25 Test visivo per rilevare microalbuminuria in base al rapporto albumina-creatinina che fornisce informazioni precise sul livello di albumina nell'urina, indipendente

CARATTERISTICHE TECNICHE

- Combiscreen® mALB/CREA - tubo da 25 Test visivo per rilevare microalbuminuria in base al rapporto albumina-creatinina che fornisce informazioni precise sul livello di albumina nell'urina, indipendentemente dalla concentrazione di quest'ultima. Il limite basso di rilevamento, pari a 22 mg/L, consente lo screening affidabile dei pazienti a rischio. Il risultato è disponibile in 60 secondi e può essere facilmente letto da una tabella presente sull'etichetta o interpretato automaticamente con Urilyzer® 100 Pro (24049). Ideale per pazienti con patologie croniche quali il diabete e l'ipertensione. Non richiede raccolta delle urine delle 24 ore. Per professionisti del settore sanitario.

DATI REGOLATORI · DOCUMENTAZIONE GEF MEDICA

EAN / GTIN

4260033718006

CODICE GEF

24056



ASSISTENZA E DOCUMENTAZIONE

GEF Medica · verifica disponibilità,
prezzo e documentazione di
conformità su [GEFMEDICA.IT](https://gefmedica.it)
info@gefmedica.it · Tel. 0573
1944697