



Combi Screen 9+LEUKO Plus - 9+1 Parametri

Codice GEF (SKU) 24059

EAN / GTIN 4260033718129

STRISCE URINE COMBISCREEN® PLUS con protezione acido ascorbico CombiScreen® 9+Leuko Plus - 9+1 parametri Strisce urine per test visivo o per uso con Urilyzer® 100, 100 Pro, 500 Pro e Combiscan 100 (so

CARATTERISTICHE TECNICHE

- STRISCE URINE COMBISCREEN® PLUS con protezione acido ascorbico CombiScreen® 9+Leuko Plus - 9+1 parametri Strisce urine per test visivo o per uso con Urilyzer® 100, 100 Pro, 500 Pro e Combiscan 100 (solo 24056*-8*, 24062-4) *Non idonee per 500 PRO e Combiscan. - il tampone è dotato di un sistema che annulla l'interferenza dell'acido ascorbico. Ciò è importante nei test del sangue e del glucosio in quanto riduce sensibilmente i falsi negativi (solo CombiScreen® Plus) - l'etichetta di alta qualità resistente all'acqua realizzata con stampa a colori reali garantisce una valutazione visiva esatta - i cambiamenti di colore risultano distinti nell'intervallo clinicamente rilevante anche a un basso livello di concentrazione - facilità di impiego: i risultati possono essere letti direttamente sulla striscia dopo circa 60 secondi (fino a 120 per i leucociti) e confrontati con l'etichetta sul flacone Fornite in tubetto di alluminio dentro una scatola di cartone individuale. Per uso professionale. Scatola in tutte le lingue europee. Istruzioni: GB, FR, IT, ES, PT, DE, NL. ATTENZIONE: TEST A SCADENZA BREVE. I test hanno 24 mesi di durata dalla data di produzione. Lo stock potrebbe variare da 10 a 22 mesi. Made in Germany.

DATI REGOLATORI · DOCUMENTAZIONE GEF MEDICA

EAN / GTIN

4260033718129

CODICE GEF

24059



ASSISTENZA E DOCUMENTAZIONE

GEF Medica · verifica disponibilità,
prezzo e documentazione di
conformità su GEFMEDICA.IT
info@gefmedica.it · Tel. 0573
1944697