



## Combi Screen 11PLUS - 11 Parametri

Codice GEF (SKU) 24063

EAN / GTIN 4260033718167

STRISCE URINE COMBISCREEN® PLUS con protezione acido ascorbico 24063 CombiScreen® 11SYS Plus - 11 parametri Strisce urine per test visivo o per uso con Urilyzer® 100, 100 Pro, 500 Pro e Combiscan 100

### CARATTERISTICHE TECNICHE

- STRISCE URINE COMBISCREEN® PLUS con protezione acido ascorbico 24063 CombiScreen® 11SYS Plus - 11 parametri Strisce urine per test visivo o per uso con Urilyzer® 100, 100 Pro, 500 Pro e Combiscan 100 (solo 24056\*-8\*, 24062-4) \*Non idonee per 500 PRO e Combiscan. - il tampone è dotato di un sistema che annulla l'interferenza dell'acido ascorbico. Ciò è importante nei test del sangue e del glucosio in quanto riduce sensibilmente i falsi negativi (solo CombiScreen® Plus) - l'etichetta di alta qualità resistente all'acqua realizzata con stampa a colori reali garantisce una valutazione visiva esatta - i cambiamenti di colore risultano distinti nell'intervallo clinicamente rilevante anche a un basso livello di concentrazione - facilità di impiego: i risultati possono essere letti direttamente sulla striscia dopo circa 60 secondi (fino a 120 per i leucociti) e confrontati con l'etichetta sul flacone Fornite in tubetto di alluminio dentro una scatola di cartone individuale. Per uso professionale. Scatola in tutte le lingue europee. Istruzioni: GB, FR, IT, ES, PT, DE, NL. ATTENZIONE: TEST A SCADENZA BREVE. I test hanno 24 mesi di durata dalla data di produzione. Lo stock potrebbe variare da 10 a 22 mesi. Made in Germany.

### VARIANTI / FORMATI DISPONIBILI

CODICE GEF / SKU	FORMATO	EAN	CONFEZIONE
24063	11	4260033718167	conf. 100 pz.
24064	11 (24064)	4260033718020	conf. 150 pz.

### DATI REGOLATORI · DOCUMENTAZIONE GEF MEDICA

EAN / GTIN

4260033718167

CODICE GEF

24063



#### ASSISTENZA E DOCUMENTAZIONE

GEF Medica · verifica disponibilità, prezzo e documentazione di conformità su [GEFMEDICA.IT](http://GEFMEDICA.IT)  
info@gefmedica.it · Tel. 0573 1944697