

GEF Medica

Combi Screen 10SL - 10 Parametri

Codice GEF (SKU) 24068

STRISCE URINE COMBISCREEN® CLASSIC senza protezione dall'acido ascorbico CombiScreen® 10SL - 10 parametri Strisce urine per test visivo o per uso con Urilyzer® 100, 100 Pro, 500 Pro e Combiscan 100 (solo 24056*-8*, 24062-4) *Non idonee per 500 PRO e Combiscan. - il tampone è dotato di un sistema che annulla l'interferenza dell'acido ascorbico. Ciò è importante nei test del sangue e del glucosio in quanto riduce sensibilmente i falsi negativi (solo CombiScreen® Plus) - l'etichetta di alta qualità resistente all'acqua realizzata con stampa a colori reali garantisce una valutazione visiva esatta - i cambiamenti di colore risultano distinti nell'intervallo clinicamente rilevante anche a un basso livello di concentrazione - facilità di impiego: i risultati possono essere letti direttamente sulla striscia dopo circa 60 secondi (fino a 120 per i leucociti) e confrontati con l'etichetta sul flacone Fornite in tubetto di alluminio dentro una scatola di cartone individuale. Per uso professionale. Scatola in tutte le lingue europee. Istruzioni: GB, FR, IT, ES, PT, DE, NL. ATTENZIONE: TEST A SCADENZA BREVE. I test hanno 24 mesi di durata dalla data di produzione. Lo stock potrebbe variare da 10 a 22 mesi. Made in Germany.

CARATTERISTICHE TECNICHE

- STRISCE URINE COMBISCREEN® CLASSIC senza protezione dall'acido ascorbico
- CombiScreen® 10SL - 10 parametri
- Strisce urine per test visivo o per uso con Urilyzer® 100, 100 Pro, 500 Pro e Combiscan 100 (solo 24056*-8*, 24062-4) *Non idonee per 500 PRO e Combiscan.
- il tampone è dotato di un sistema che annulla l'interferenza dell'acido ascorbico. Ciò è importante nei test del sangue e del glucosio in quanto riduce sensibilmente i falsi negativi (solo CombiScreen® Plus)
- l'etichetta di alta qualità resistente all'acqua realizzata con stampa a colori reali garantisce una valutazione visiva esatta
- i cambiamenti di colore risultano distinti nell'intervallo clinicamente rilevante anche a un basso livello di concentrazione
- facilità di impiego: i risultati possono essere letti direttamente sulla striscia dopo circa 60 secondi (fino a 120 per i leucociti) e confrontati con l'etichetta sul flacone
- Fornite in tubetto di alluminio dentro una scatola di cartone individuale.
- Per uso professionale.
- Scatola in tutte le lingue europee.
- Istruzioni: GB, FR, IT, ES, PT, DE, NL.
- ATTENZIONE: TEST A SCADENZA BREVE.
- I test hanno 24 mesi di durata dalla data di produzione. Lo stock potrebbe variare da 10 a 22 mesi.
- Made in Germany.

CODICE GEF

24068



**ASSISTENZA E
DOCUMENTAZIONE**

GEF Medica · verifica disponibilità,
prezzo e documentazione di
conformità su **GEFMEDICA.IT**
info@gefmedica.it · Tel. 0573
1944697

Scheda commerciale GEF Medica redatta su documentazione tecnica disponibile - verifica disponibilità e documentazione su gefmedica.it. Le specifiche possono variare; verificare IFU, etichetta e documentazione di conformità prima dell'utilizzo.

GEF Medica - GEF Company S.r.l. - Sede legale: Via Marzabotto 8/C, 51037 Montale (PT) - P.IVA 02024070472 - SDI M5UXCR1
info@gefmedica.it - Tel. 0573 1944697 - gefmedica.it