



Strisce Urina in Flacone - 10 Parametri - Professionali

Codice GEF (SKU) **24073**

EAN / GTIN **4260033718518**

STRISCE 10 PARAMETRI - tubetto da 100 strisce USO PROFESSIONALE Queste strisce possono essere utilizzate dai professionisti per effettuare test visivi. Controllo delle condizioni generali di salute e

CARATTERISTICHE TECNICHE

- STRISCE 10 PARAMETRI - tubetto da 100 strisce USO PROFESSIONALE Queste strisce possono essere utilizzate dai professionisti per effettuare test visivi. Controllo delle condizioni generali di salute e screening preliminare di diabete, malattie al fegato, malattie emolitiche, disturbi urogenitali e renali e anomalie metaboliche. Scatola multilingue: GB, FR, IT, ES, PT, DE, NL, GR, NO, SE, FI, DK, RU, CZ, PL, TR, BG, MT, HU, HR, RO, SK, SL, LV, LT, GA, ET, istruzioni multilingue: GB, FR, IT, ES, PT, DE, NL. Made in Germany.

DATI REGOLATORI · DOCUMENTAZIONE GEF MEDICA

EAN / GTIN

4260033718518

CODICE GEF

24073



ASSISTENZA E DOCUMENTAZIONE

GEF Medica · verifica disponibilità, prezzo e documentazione di conformità su [GEFMEDICA.IT](https://gefmedica.it)
info@gefmedica.it · Tel. 0573 1944697