



Glucometro Mg/dl con Penna Pungidito

Codice GEF (SKU) 24108

EAN / GTIN 8023279241082

Glucometro - solo misuratore Glucometri accurati e affidabili per autodiagnosi e per uso professionale. Studi clinici approfonditi dimostrano la precisione del sistema di controllo del gluco

CARATTERISTICHE TECNICHE

- Glucometro - solo misuratore Glucometri accurati e affidabili per autodiagnosi e per uso professionale. Studi clinici approfonditi dimostrano la precisione del sistema di controllo del glucosio, sviluppato da Acon, con campioni di sangue fresco capillare, venoso, neonatale. Conformi a ISO15197:2013/EN ISO15197:2015. Lingua scatola e manuale: GB, IT, SE, FI.

DATI REGOLATORI · DOCUMENTAZIONE GEF MEDICA

EAN / GTIN

8023279241082

CODICE GEF

24108



ASSISTENZA E DOCUMENTAZIONE

GEF Medica · verifica disponibilità, prezzo e documentazione di conformità su GEFMEDICA.IT
info@gefmedica.it · Tel. 0573 1944697