



Kit Completo Glucometro Mg/dl - It, De, Gr, Arabo

Codice GEF (SKU) 24111

Kit glucometro • Kit completo che include 10 strisce, soluzione di controllo, 10 lancette sterili, penna pungidito, tappo trasparente (per test su avambraccio o palmo), borsa per il trasporto, manuale utente. Glucometri accurati e affidabili per autodiagnosi e per uso professionale. Studi clinici approfonditi dimostrano la precisione del sistema di controllo del glucosio, sviluppato da Acon, con campioni di sangue fresco capillare, venoso, neonatale. Conformi a ISO15197:2013/EN ISO15197:2015. Lingua scatola e manuale: IT, DE, GR, Arabo.

CARATTERISTICHE TECNICHE

- Kit glucometro
- Kit completo che include 10 strisce, soluzione di controllo, 10 lancette sterili, penna pungidito, tappo trasparente (per test su avambraccio o palmo), borsa per il trasporto, manuale utente. Glucometri accurati e affidabili per autodiagnosi e per uso professionale. Studi clinici approfonditi dimostrano la precisione del sistema di controllo del glucosio, sviluppato da Acon, con campioni di sangue fresco capillare, venoso, neonatale. Conformi a ISO15197:2013/EN ISO15197:2015. Lingua scatola e manuale: IT, DE, GR, Arabo.

DATI REGOLATORI · DOCUMENTAZIONE GEF MEDICA

CODICE GEF
24111



ASSISTENZA E DOCUMENTAZIONE

GEF Medica · verifica disponibilità,
prezzo e documentazione di
conformità su **GEFMEDICA.IT**
info@gefmedica.it · Tel. 0573
1944697