



Kit Completo Glucometro Bluetooth Mg/dl - Gb, FR Es, It

Codice GEF (SKU) 24114

Kit glucometro - Bluetooth • Versione Bluetooth: il Bluetooth completamente integrato consente la trasmissione di dati alle piattaforme di gestione dei dati. • Kit completo che include 10 strisce, soluzione di controllo, 10 lancette sterili, penna pungidito, tappo trasparente (per test su avambraccio o palmo), borsa per il trasporto, manuale utente. Glucometri accurati e affidabili per autodiagnosi e per uso professionale. Studi clinici approfonditi dimostrano la precisione del sistema di controllo del glucosio, sviluppato da Acon, con campioni di sangue fresco capillare, venoso, neonatale. Conformi a ISO15197:2013/EN ISO15197:2015. Lingua scatola e manuale: GB, FR, IT, ES. (manuale PT, DE, GR, SE non incluso nella scatola, scaricabile su www.gefmedica.it)

CARATTERISTICHE TECNICHE

- Kit glucometro - Bluetooth
- Versione Bluetooth: il Bluetooth completamente integrato consente la trasmissione di dati alle piattaforme di gestione dei dati.
- Kit completo che include 10 strisce, soluzione di controllo, 10 lancette sterili, penna pungidito, tappo trasparente (per test su avambraccio o palmo), borsa per il trasporto, manuale utente. Glucometri accurati e affidabili per autodiagnosi e per uso professionale. Studi clinici approfonditi dimostrano la precisione del sistema di controllo del glucosio, sviluppato da Acon, con campioni di sangue fresco capillare, venoso, neonatale. Conformi a ISO15197:2013/EN ISO15197:2015. Lingua scatola e manuale: GB, FR, IT, ES. (manuale PT, DE, GR, SE non incluso nella scatola, scaricabile su www.gefmedica.it)

DATI REGOLATORI · DOCUMENTAZIONE GEF MEDICA

CODICE GEF
24114



ASSISTENZA E DOCUMENTAZIONE

GEF Medica · verifica disponibilità,
prezzo e documentazione di
conformità su GEFMEDICA.IT
info@gefmedica.it · Tel. 0573
1944697