



Monitor Multiparametrico Gimacare - 6 Parametri

Codice GEF (SKU) 24128

EAN / GTIN 4719893230055

MONITOR MULTIPARAMETRICO GIMACARE - 6 parametri - GB, FR, IT, ES Dispositivo diagnostico multiparametrico 6 in 1 per l'automonitoraggio periodico di vari fattori di rischio: glucosio nel sangue, β -chetoni, lattato, colesterolo, acido urico ed emoglobina.

CARATTERISTICHE TECNICHE

- MONITOR MULTIPARAMETRICO GIMACARE - 6 parametri - GB, FR, IT, ES Dispositivo diagnostico multiparametrico 6 in 1 per l'automonitoraggio periodico di vari fattori di rischio: glucosio nel sangue, β -chetoni, lattato, colesterolo, acido urico ed emoglobina. Ideale per uso domestico. Risultati in 5 minuti. Sistema di identificazione automatica delle strisce Tecnologia di riconoscimento automatico delle strisce in un unico misuratore come guida al test appropriato Dispositivo connesso a Bluetooth Trasmissione dati tramite connessione Bluetooth con sviluppo della miniaturizzazione e della comunicazione wireless. Connessione gratuita alla App ProCheck 3 indicatori luminosi colorati 1 indicatore colorato indica l'inserimento corretto della striscia - blu: guida luminosa della striscia 2 diversi indicatori colorati indicano se i valori risultanti sono bassi, alti o nella norma - verde: entro l'intervallo di riferimento - rosso: fuori dall'intervallo di riferimento (valori bassi o alti) Caratteristiche supplementari: - controllo qualità automatico - impostabile prima/dopo il pasto - estrattore strisce - avviso data di scadenza - rilevamento automatico caricamento campione - rilevamento automatico inserimento elettrodo Fornito con penna pungidito, 10 lancette sterili, guida utente, borsa per il trasporto e manuale d'uso in GB, FR, IT, ES

DATI REGOLATORI · DOCUMENTAZIONE GEF MEDICA

EAN / GTIN

4719893230055

CODICE GEF

24128



ASSISTENZA E DOCUMENTAZIONE

GEF Medica · verifica disponibilità, prezzo e documentazione di conformità su GEFMEDICA.IT
info@gefmedica.it · Tel. 0573 1944697